

BAC A ULTRASOSN 10 L

Type: FSF-040S

Marque : FAITHFUL

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

- Utiliser l'eau du robinet ordinaire, l'alcool ou le solvant comme nettoyage;
- Effet de nettoyage transducteurs à haute puissance observable macroscopiquement
- Brillance des objets nettoyés.
- Ecran LCD numérique permet le Réglage de temps, le démarrage et la température
- La coque, la cuve et le couvercle, sont en acier inoxydable haut de gamme;
- Avec un système de température constant avec chauffage;

Spécifications :

La fréquence :	40 kHz
Transducteur (PCS) :	4
Capacité :	6,10L
Réservoir Taille (L x w x h Mm) :	300 x 240 x 150 mm
Taille de l'unité (L x w x h mm) :	325 x 265 x 280 mm
Taille d'emballage :	435x360x350
Puissance de chauffage :	450 W
Puissance ultrasonique (w) :	240 W
Minuteur :	0-30min
Chauffage :	RT-80°C
Poids net / Poids brut (KG) :	7.3 / 8.3 kg