


RHESUSCOPE AVEC LAMPE

MARQUE : MINIVOLT

ORIGINE : ITALIE



Caractéristiques techniques :

- Rhésuscope est un système manuel pour effectuer la détermination du groupe sanguin.
- Plan d'équilibrage de contre-jour Perspex avec thermomètre à affichage 37 ° C
- Rétro-éclairage de la réglementation électronique
- Poids: 2,5 Kg.
- Alimentation : 220V 50Hz 30VA
- Fabriqué selon les règles CE