

Pompe à perfusion

Modèle : VP3

Marque : DEEPMED

Origine : CHINE



Caractéristiques:

Bolus manuel/automatique.

Pince de montage sur potence en position verticale et horizontale.

Système anti-bolus.

Affichage dynamique de la pression DPS.

2000 événements stockés peuvent être vérifiés et téléchargés.

Grand écran TFT couleur avec luminosité réglable.

Spécifications

Tubes Fit IV : peuvent être utilisés avec n'importe quel ensemble IV de marque
Précision : +/- 2%
Plage de débit : 0,1 ml/h à 1 200 ml/h (étape de 0,1 ml)

Plage de délais de livraison : 00h01min 99h59min (étape de 1 min)

Plage de limite de volume : 0,0 à 9999 ml (étape de 1 ml)

Plage de volume total : 0,0 à 9999 ml (étape de 1 ml)

Mode de dosage: Volume : 0,1 à 999,9 ml (étape de 0,1 ml).
Masse du médicament : 0,1 à 999,9 mg (étape de 0,1 mg).
Dose : 0,001-9999 ug/kg/min (étape de 0,001 ug/kg/min).
Poids : 0,1-300 kg (0,1 kg au moindre pas)

Bibliothèque de médicaments : Volume : 0,1 à 999,9 ml (étape de 0,1 ml).
Masse du médicament : 0,1 à 999,9 mg (étape de 0,1 mg).
Dose : 0,001-9999 ug/kg/min (étape de 0,001 ug/kg/min).
Poids : 0,1-300 kg (0,1 kg au moindre pas)

Bibliothèque de médicaments : disponible (uniquement pour VP3)

Mode séquentiel : disponible (uniquement pour VP3)

Taux KVO : 0,0 à 5,0 ml/h. programmable et réglable.

Pression d'occlusion DPS : Pression d'occlusion DPS : Faible : $60 \pm (15)$ kPa Moyenne : $90 \pm (15)$ kPa
Élevé: $120 \pm (15)$ kPa (réglable)

Alarmes : débit anormal, porte ouverte, air dans la conduite, occlusion, flacon vide, batterie vide, pas de batterie, maintien de verrouillage pendant la perfusion/pause, perfusion terminée, aucune action, batterie faible.

Volume de l'alarme : Trois niveaux : FAIBLE, MOYEN ou ÉLEVÉ

Fonction bolus : Débit bolus : 1,0..1200 ml/h, Volume du bolus : 1,0..100 ml
Automatique/Manuel, Programmable et réglable

Taux de purge : programmable et réglable

Interface : RS-232

Luminosité : 1 ~ 10 niveaux peuvent être sélectionnés

Enregistrements d'historique : 2000 événements stockés peuvent être vérifiés et téléchargés

Source d'alimentation :	Alimentation CA : 100 à 240 V CA (+/- 10 %), 50/60 Hz
Alimentation CC :	12 ~ 15V, puissance > 15W
Batterie au lithium intégrée :	rechargeable, 11,1 V, 2 000 mAh. 12 heures de fonctionnement continu
Classe de protection :	Classe I, Type CF, IPX4
Dimensions:	120 mm x 100 mm x 215 mm
Taille de l'emballage:	250 mm x 190 mm x 155 mm,
N.W :	1,7 Kg
G.W :	2,5 kg