

Réfrigérateur pharmaceutique 1015L

Modèle : YC 1015L

Marque : MEILING

Origine : CHINE



Caractéristiques techniques :

Réfrigérateur médical 2~8°C

Capacité : 1015 litres

Contrôleur : Microprocesseur

Cuve intérieur en acier peint

Affichage digital

Fluide frigorigène

Isolation : sans CFC

Alarme à distance

Verrouillage de porte

Eurl DARELMED, Locaux C et D Immeuble N°12 Toukacht Commune Tizi Rached W.Tizi Ouzou

TEL.:026 41 98 85 / 0560 57 76 83, fax 026 41 98 56 - e-mail: darelmed@gmail.com

WWW.DARELMED.COM

Verrouillage de porte
Refroidissement par air réel

Le système de réfrigération vortex multi-conduits et l'évaporateur à ailettes peuvent empêcher complètement le givrage et améliorer dans une large mesure l'uniformité de la température.

Réelle économie d'énergie

Le réfrigérateur est équipé du système de gestion de l'énergie « M + Energy Core » et d'une conception complète de refroidissement par air, améliorant l'efficacité des économies d'énergie de plus de 40 %.

Visibilité réelle

La conception chauffage électrique + LOW-E avec double considération peut obtenir un meilleur effet anti-condensation pour la porte vitrée.

Une vraie sécurité

Sept sondes de température peuvent garantir une haute précision du contrôle de la température avec presque aucune fluctuation et ainsi améliorer la sécurité

Spécifications techniques :

Capacité (L) :	1015 L
Taille interne (L*P*H) mm :	1070*670*1515cm
Taille externe (L*P*H) mm :	1180*852/900*1990 cm
Taille du paquet (L*P*H) mm :	1313*988*2168 cm
Poids net:	223 kg
Poids brut:	297 kg

Performance:

Plage de température :	2 ~ 8 °C
Température ambiante :	16 ~ 32 °C
Performance de refroidissement :	5 °C
Classe climatique :	N
Affichage :	affichage numérique

Réfrigération:

Compresseur :	1 pièce
Méthode de refroidissement :	refroidissement par air
Mode de dégivrage :	Automatique
Réfrigérant :	R290
Épaisseur d'isolation (mm) :	55

Construction:

Matériau externe :	PCM
Matériau intérieur :	plaque d'aluminium avec pulvérisation /

Importation de matériel médical

	Acier inoxydable (en option)
Étagères :	12 (grille en fil d'acier enduit)
Serrure de porte avec clé :	Oui
Éclairage :	LED
Port d'accès :	1 pièce. Ø 25 mm
Roulettes :	4+ (2 pieds de nivellement)
Enregistrement des données/Intervalle/Capacité de mémoire :	USB/Enregistrement toutes Les 10 minutes/100 000 données
Porte avec chauffage :	Oui
Alarme:	
Température :	Température élevée/basse, Température ambiante élevée, Surchauffe du condenseur
Électrique :	panne de courant, batterie faible
Système :	défaillance du capteur, porte entrouverte, défaillance de Panne de courant, batterie faible Panne de communication
Électrique:	
Alimentation (V/HZ) :	220 ~ 240/50
Puissance nominale (W) :	450
Consommation d'énergie (KWh/24h) :	8.42
Courant nominal (A) :	3.90